
OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC — Macherey Nagel

OPTIMA® 5 MS colonne capillari per GC
5% difenil - 95% dimetilpolisiloxano

fase non polare con basso spurgo ideale per applicazioni in GC/MS ed ECD e analisi generali a livello di tracce inerzia perfetta per componeneti di base.
fasi similari: DB-, HP- mS, Ultra-, Equity-5, CP-Sil 8 CB - basso spurgo/MS, Rtx-5Sil-MS, Rtx-5 MS, 007-5 MS, BPX5, MDN-5S, AT-5 MS, VF-5 MS.
temperatura massima per operazioni isotermiche: 340°C, temperatura massima per brevi isoterme in un programma di temperatura: 360°C

Ø int. 0.32 mm
Ø est. 0.5 mm
Lungh. 25 m
Spessore film 1 µm



DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Code	Description	Packaging
MNL72621012	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.20 µm, 12 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 12 m	1 pz
MNL72621025	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.20 µm, 25 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 25 m	1 pz
MNL72621050	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.20 µm, 50 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 50 m	1 pz
MNL72621130	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,25 µm	1 pz
MNL72621225	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 25 m, Spessore film 1 µm	1 pz
MNL72621250	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 50 m, Spessore film 1 µm	1 pz
MNL72621260	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 60 m, Spessore film 1 µm	1 pz
MNL72621330	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,5 µm	1 pz
MNL72621512	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.35 µm, 12 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 µm length: 12 m	1 pz
MNL72621525	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.35 µm, 25 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 µm length: 25 m	1 pz
MNL72621550	OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.35 µm, 50 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 µm length: 50 m	1 pz
MNL72622015	OPTIMA 5 MS, 0.25 mm ID, 0.25 mm, 15 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 µm length: 15 m	1 pz
MNL72622030	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,25 µm	1 pz
MNL72622060	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 60 m, Spessore film 0,25 µm	1 pz
MNL72622530	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,5 µm	1 pz
MNL72622560	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 60 m, Spessore film 0,5 µm	1 pz
MNL72622630	OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 1 µm	1 pz

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Code	Description	Packaging
MNL72622660	OPTIMA 5 MS, 0.25 mm ID, 1.00 µm, 60 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.25 mm, film thickness: 1,00 µm length: 60 m	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System