
## Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC — Macherey Nagel

**Optima® 5 MS Accent colonne capillari per GC**
**fase silarylene**
-con polarità similare ad una fase 5% difenil - 95% dimetilpolisiloxano
-USP G27, G36
-colonne con spurgo minore, fase non polare, ideale per trappole ioni e rivelatori quadripolari
-applicabile il riscacquo solvente per rimuovere le impurità
-aree applicative: tutte le fasi per analisi ambientali, analisi tracce, metodi EPA, pesticidi, PCB, analisi cibi e droghe
fasi similari: DB-5, HP-5 MS, Ultra-2, Equity-5, CP-Sil 8 CB basso spurgo/MS, Rtx-5SIL-MS, Rtx-5 MS, 007-5 MS, BPX5, MDN-5S, AT-5 MS, VF-5 MS



temperatura massima per operazioni isotermiche : 340 °C, temperatura massima per brevi isoterme in un programma di temperatura : 360 °C
per colonne con spessore film > 5.5 µm le temperature massime sono 320 e 340 °C

Ø int. 0.32 mm
Ø est. 0.5 mm
Spessore film 0,25 µm
Lungh. 30 m

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| MNL72581025 | OPTIMA-5 MS-A, 0.20 mm ID, 0.20 µm Fd,25 Capillary column OPTIMA-5 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 25 m | 1 pz |
| MNL72581050 | OPTIMA-5 MS-A, 0.20 mm ID, 0.20 µm Fd,50 Capillary column OPTIMA-5 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 50 m | 1 pz |
| MNL72581130 | Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m | 1 pz |
| MNL72581160 | Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m | 1 pz |
| MNL72581225 | Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 25 m | 1 pz |
| MNL72581260 | Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 60 m | 1 pz |
| MNL72581330 | Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m | 1 pz |
| MNL72581512 | OPTIMA-5 MS-A, 0.20 mm ID, 0.35 µm Fd,12 Capillary column OPTIMA-5 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 µm length: 12 m | 1 pz |
| MNL72581550 | OPTIMA-5 MS-A, 0.20 mm ID, 0.35 µm Fd,50 Capillary column OPTIMA-5 MS Accent ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 µm length: 50 m | 1 pz |
| MNL72582015 | OPTIMA-5 MS-A, 0.25 mm ID, 0.25 µm Fd,15 Capillary column OPTIMA-5 MS Accent ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 µm length: 15 m | 1 pz |
| MNL72582030 | Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 30 m | 1 pz |
| MNL72582060 | Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,25 µm, Lungh. 60 m | 1 pz |
| MNL72582530 | Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 30 m | 1 pz |
| MNL72582560 | Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 0,5 µm, Lungh. 60 m | 1 pz |
| MNL72582630 | Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 30 m | 1 pz |
| MNL72582660 | Optima 5 MS Accent colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Spessore film 1 µm, Lungh. 60 m | 1 pz |

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*