Reagenti di derivatizzazione per gas gromatografia, per sililazione - HMDS

Macherey Nagel

L'HMDS può essere utilizzato in addizione con quantità catalitiche di TMCS (es. 1 %) o come miscela con TMCS (2 -1, v/v; SILYL-21 e SILYL-2110), in quanto questo lo rende un regente per sililazione veloce e quantitativo.
Applicazioni raccomandate: acetonitrile, solventi aprotici, bisolsuro di carbonio, derivatizzazione, dimetilacetammide, dimetilformammide, composti organici, piridina.
Temperatura di stoccaggio: 2-8 °C.



DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Code	Description	Packaging
MNL701240650	Reagente per derivatizzazione per GC, per sililazione, HMDS - 50 ml	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System